



LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CASABARATA (LAMC)

Avenue moulay abdelhafid N°26 quartier Souani II TANGER

Tel : 0539381627 FAX : 0539381627 Email : linfo@lam.ma Site : www.lamc.ma

Les tubes pour le prélèvement

Pour les analyses ne figurant pas dans ce tableau, contacter le laboratoire CASABARATA.

	Hémostase : TP, INR, TCA, fibrinogène, D-dimère, Héparinémie, Activité anti-XA, complexes solubles, Facteurs II ,V,VII,VIII,IX et X. Prélever 2 tubes si D-dimère et autres !
 ou 	Biochimie : Urée, créatinine, glycémie, protides, calcium, CRP, acide urique, magnésium, phosphore, albumine, CPK, LDH, fer, coefficient de saturation du fer... Bilan lipidique : cholestérol, triglycéride, Apolipoprotéines A1 et B. Bilans hépatique ou pancréatique : TGO, TGP, GGT, bilirubine (tube SEC si volume insuffisant), amylase, Lipase.... Electrophorèse des protéines sérique , Immunofixations... Protéines spécifiques : IgG, IgA, IgM, Transférine, Haptoglobine, <i>RAI</i>
	NFS – Plaquettes <i>Groupe sanguin</i> Réticulocytes <i>PCR HCV - Charge virale</i> <i>hépatite C (3 tubes)</i> Coombs direct <i>HIV - Charge virale CD4/CD8 (3 tubes)</i> Recherche de paludisme <i>Electrophorèse de l'hémoglobine</i> HBA1c (Hémoglobine glycosylée)
	Ionogramme complet : Sodium (Na ⁺), Potassium (K ⁺), Chlore (Cl ⁻), Reserve alcaline (CO ₂), Ammonniémie (à froid) BNP (tube en plastique pas de verre !!)
	Glucose, Acide Lactique (à froid)
	VS : Vitesse de sédimentation

La couleur des bouchons est fixée par des normes nationales (AFNOR) et internationales (ISO).

Si vous demandez des analyses en chimie et en immunologie ou sérologie, veuillez prélever 2 tubes !